



Distribuito in Italia da



Attrezzatura per Maternità

Culla per Bambini, Altezza variabile elettrica

Caratteristiche

- EN 60601-1:2006+A12:2014 per apparecchi elettromedicali. Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali.
- Altezza regolabile con telecomando tramite colonna telescopica da 70 a 90 cm alimentata da batteria ricaricabile
 - Fornito con batteria ricaricabile *
 - Maniglie di spinta su entrambe le estremità
 - Armadio inferior con ripiano fisso
 - La culla può essere inclinata alle estremità (approssimativamente di circa 6°)
 - Due ripiani di lavoro laterali abbattibili (capacità di peso circa 2 kg cad.)
 - Fornita con culla in plastic trasparente (PETG) e materasso ignifugo con portata max 6 kg
 - Ruote frenanti in polimero da 100 mm

*La batteria deve essere rimossa dall'unità durante la ricarica

Dimensioni

- Dimensioni totali - 940 x 510 x 700 - 910mm
- Materasso - 635 x 330 x 75mm
- Culla - 210 x 265 x 315mm (interna su entrambi i lati della colonna)
- Piani di lavoro - 415 x 305mm

Colori standard

- Vernice grigio/bianco
- Armadio e piani di lavoro Menta/Grigio Bianco

Accessori e ricambi

- ° 2LIDE033 – Batteria addizionale
- 2LIDE037 – Caricatore per batteria ricaricabile
- 2PLCO014 – Culla in plastic trasparente (ricambio/sostituzione)
- 2FACO052 – Materasso ignifugo, lavabile (ricambio/sostituzione)



Fornita con telecomando



Batteria ricaricabile situata nella parte posteriore

Item	Description	Weight
BCV/B	Culla bambini altezza variabile funzionamento a batteria con caricatore	49.5kg
BCV/B/NC	Culla bambini altezza variabile funzionamento a batteria senza caricatore	49.5kg

Culla bambini altezza variabile con molla a gas CE



HEIGHT
ADJUSTABLE

BCV/G

- Altezza regolabile tramite ammortizzatore a gas (710 - 1025 mm)
- Maniglie di spinta su entrambe le estremità
- La culla può essere inclinata alle due estremità (orizzontale fino a circa 6 gradi)
- Fornito con culla in plastica trasparente (PETG) e materasso ignifugo (capacità massima 6,0 kg)
- Ruote gemellate con freno da 75 mm

Dimensioni

- Dimensioni totali - 930 x 476 x 775 - 1025mm
- Materasso - 635 x 330 x 75mm

Colori Standard

Pittura grigio-bianco / menta

Accessori/Ricambi


- BA902 – contenitore rifiuti estraibile
- BA903 – Cestello dimensioni interne 420 x 170 x 220mm
- BA904 – tavolo lavoro abbattibile - Dimensioni 400 x 300mm
- 2PLCO014 – Culla in plastic (ricambio/sostituzione)
- 2FACO052 – Materasso ignifugo, lavabile (ricambio/sostituzione)
- Piano lavoro abbattibile (Menta)



BA902 – Contenitore rifiuti



BA903 - cestello



BA904 – Piano abbattibile

Articolo	Descrizione	Peso
BCV/G	Culla bambini altezza variabile con molla a gas	20.2kg

Culla Bambini altezza fissa



Caratteristiche

- Disponibile con...
 - Ripiano inferiore
 - Ripiano inferior e piccolo armadio
 - Ampio armadio
- La culla può essere inclinata da ambo le parti (approssimativamente di 6°)
- Due piani di lavoro abbattibili (portata 6 kg cad)
- Fornita con culla in plastica trasparente (PETG) e materasso ignifugo con portata max 6 kg
- Ruote in acciaio stampato da 100 mm , due frenanti

Dimensioni

- Dimensioni totali - 950 x 500 x 912mm
- Materasso - 635 x 330 x 75mm
- Ripiano grande- 810 x 400mm
- Ripiano piccolo- 385 x 396mm
- Culla piccola - 400 x 400 x 385mm (external)
- Culla grande - 755 x 400 x 385mm (external)
- Piano abbattibile - 405 x 292mm

Colore Standard

- Vernice grigio/bianco
- Armadio e piani di lavoro Menta/Grigio Bianco

Accessori/ricambi

- 2PLCO014 – Culla in plastic trasparente (ricambio/sostituzione)
- 2FACO052 – Materasso ignifugo,lavabile (ricambio/sostituzione)

BCF/LC



Articolo	Descrizione	Peso
BCF/LS	Culla bambino altezza fissa e ripiano	20.4kg
BCF/SC	Culla bambino altezza fissa e piccolo armadio	30.8kg
BCF/LC	Culla bambino altezza fissa e grande armadio	38.0kg




BCF/SC



BCF/LS

Produzione di mobile sanitari dal 1953



Hospital Metalcraft Limited
Blandford Heights, Blandford Forum,
Dorset. DT11 7TG, UK

Supplied proudly in Italy by



Sanacilia Srl
Viale Enrico Ortolani, 115/117
00125 Roma

Tel. 06.5213471
Fax 06.5213479
www.sanacilia.it

info@sanacilia.it

