

Bristol
Hospital Metalcraft Limited



Distribuito in Italia da



Barella porta salme

Caratteristiche : • Altezza regolabile• Vassoio fisso 580 - 1280 mm

• Vassoio amovibile - 610 - 1.310 mm

• Il sollevamento a forbice fornisce il sollevamento verticale, ideale per l'uso in aree ristrette dove lo spazio è limitato• Attuatore alimentato a batteria

• La batteria ricaricabile viene caricata tramite il ricevitore

• Avviso acustico quando la carica della batteria è al 50%

• Movimentazione tramite telecomando• Vaschetta raccogli liquidi

• Vassoio fisso: 1900 x 540 x 25 mm• Vassoio amovibile: 2100 x 560 x 70 mm

• Sponde laterali ribaltabili, distanza tra le sponde 660 mm

• Barra paraurti/maniglia di spinta alle due estremità

• Copertura in PVC rinforzato per carichi pesanti (si posiziona sopra le guide laterali)

• Ruote per carichi pesanti da 200 mm, 2 con freno, 2 con bloccaggio direzionale

• Portata massima 190 kg



VH/950	Altezza Variabile Vassoio fisso	2150 x 770 x 580 - 1280mm	82.0kg
VH/950/LBT	Altezza Variabile Vassoio asportabile	2270 x 770 x 610 - 1310mm	92.0kg

- Vassoio per la salma Caratteristiche :
- Vassoio per la salma resistente, telaio in acciaio e vassoio in acciaio inossidabile
- Guide integrali
 - Si adatta alla maggior parte degli scaffali mortuari standard (controllare prima di ordinare)
 - Portata massima 190 kg

Dimensioni (l x p x h)

- Dimensioni complessive - 2100 x 550 x 70mm



WT/BODY/TRAY



Guide integrate

articolo	Descrizione	Peso
WT/BODY/TRAY	Vassoio salma	16.0kg

Copertura

Caratteristiche

- Copertura in PVC rinforzato per carichi pesanti (si posiziona sopra le guide laterali)



2FACO024



Mostrato con VH/950

Articolo	Descrizione	Peso
2FACO024	Cover – PVC rinforzato	5.0kg

Bristol

Maid™

Hospital Metalcraft™ Limited



Produciamo arredi e attrezzature mediche dal 1953. Con oltre 65 anni di esperienza, Bristol Maid è un produttore e fornitore leader di arredi e attrezzature mediche.

Dalla progettazione e produzione alla fornitura ed installazione, Bristol Maid ha la reputazione di fornire prodotti di alta qualità, un eccellente servizio clienti e un buon rapporto qualità-prezzo.

Siamo orgogliosi di lavorare in stretta collaborazione con i nostri clienti applicando design e tecnologia innovativi per fornire soluzioni efficaci per oggi anticipando le esigenze di domani.



Hospital Metalcraft Limited
Blandford Heights, Blandford Forum,
Dorset. DT11 7TG, UK

Distribuito in Italia da



Sanacilia Srl
Viale Enrico Ortolani, 115/117
00125 Roma

Tel. 06.5213471
Fax 06.5213479
Info@sanacilia.it

www.sanacilia.it

